

**Vivez l'expérience d'une adaptation
connectée** des lentilles de contact

avec

data**BOX**

SIMPLICITÉ FIABILITÉ RAPIDITÉ



LE CONVERTISSEUR DE RÉFRACTION LUNETTES
EN PARAMÈTRES LENTILLES


MAINTENANT
DISPONIBLE SUR



Ophthalmic
CONTACTOLOGIE

Le calculateur **Databox** est désormais utilisable directement sur votre logiciel de consultation **Ophtix NG®**

Il permet le calcul des lentilles à essayer sans devoir changer d'interface



Pour activer le calculateur Databox dans votre logiciel Ophtix NG, rendez vous sur l'onglet «Paramètres» puis «Mon Profil». Depuis l'onglet «Consultation», cliquez sur «Fonctionnalités». A l'aide du menu déroulant, cochez la case «Activer Calculateur Ophtalmic» dans la rubrique «Lentille».

Accédez ensuite au calculateur Databox depuis l'onglet «Lentille» en cliquant sur «Calculateur Databox Ophtalmic».



LE CALCULATEUR PERMET DE CHOISIR :

Le type de géométrie

(Sphérique, Torique, Multifocale)

Le matériau

(Silicone Hydrogel, Hydrogel, Rigide)

La fréquence de renouvellement

(Journalière, Bimensuelle, Mensuelle, Trimestrielle)



Une fois les lentilles calculées, vous pouvez les commander si elles ne sont pas stockées dans l'une des boîtes d'essai et compléter la fiche patient en cliquant sur «Utiliser ces lentilles».

Service disponible sur Ophtix NG à partir de la version 1.630. Numéro de version disponible dans Fichier/Infos. Contacter Ophtel pour bénéficier d'une mise à jour.

Le logiciel d'assistance en lentilles de contact "Databox" est destiné à aider les professionnels de la vue dans le choix et la sélection de lentilles d'essai. La responsabilité de la prescription finale incombe exclusivement au médecin. RVDatabox-Ophtix-02.2019-V1