



**Dr Colliot**  
Ophtalmologiste attaché  
au CHNO des Quinze-Vingts



Je pratique la contactologie **depuis près de 40 ans**. Ophthalmic Compagnie m'a fait tester la nouvelle lentille **Ophthalmic Sweet® Progressive**.

Lors de l'étude observationnelle\* menée dans mon cabinet sur 45 patients, **les résultats obtenus avec Ophthalmic Sweet® Progressive parlent d'eux-mêmes : 100% des primo porteurs** sont très satisfaits de l'**Ophthalmic Sweet® Progressive** grâce à **une très bonne vision et un très bon confort de port**.

**91% des adaptations ont été un succès** d'emblée ou après une optimisation au bout d'une semaine.

**C'est la première fois que j'ai un tel taux de réussite** avec une lentille progressive !

C'est lié je pense aux 4 additions qui permettent de coller au plus près des besoins du patient.



\*Source étude observationnelle réalisée au sein du cabinet du Docteur Jean Philippe Colliot sur 45 porteurs (dont 20 primo porteurs et 25 porteurs réadaptés) adaptés en Ophthalmic Sweet Progressive. Le critère principal d'évaluation était le confort (de port et vision) avec la lentille Ophthalmic Sweet Progressive. Le taux de succès est de 100% chez les primo porteurs, 84% pour les réadaptations et un taux de succès général de 91%

POUR ENCORE PLUS DE CONFORT,  
PRESCRIVEZ LA SOLUTION MULTIFONCTIONS  
**JAZZ COMFORT®** À VOS PORTEURS.

OPHTALMIC  
**JAZZ**  
Comfort®



Grâce à l'association du **hyaluronate de sodium** et de l'**allantoïne**, le **JAZZ COMFORT®** apporte :

- Une meilleure hydratation de l'œil
- Une amélioration du confort et de la tolérance oculaire



**LE PLUS**  
POUR VOUS !



**dataBOX**

Premier calculateur **intelligent & convivial**  
pour des **ADAPTATIONS RAPIDES ET RÉUSSIES**

### CONTACTS

☎ **0 820 777 510**

Service 0,12 € / min  
prix appel

☎ **0 820 777 515**

Service 0,12 € / min  
prix appel

#### CONSEILS TECHNIQUES

☎ 01 49 90 80 98

#### E-MAIL

✉ [cdes-rx@ophthalmic.fr](mailto:cdes-rx@ophthalmic.fr)



Nouvelle Gamme à **renouvellement bimensuel**  
en **Silicone Hydrogel**



L'adaptation  
***tout en douceur***  
pour vos patients et vous



Mon partenaire pour la vue

JAZZ Comfort est une solution multifonctions destinée à l'entretien des lentilles de contact souples. Fabricant : Lapis Lazuli. Ce dispositif médical de Classe IIb est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE 0413. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation du produit. Demandez conseil à votre professionnel de la vue. Ce dispositif médical n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.




UNE INNOVATION EN LENTILLE PROGRESSIVE



Addition  
**OPHTALMIC sweet®**  
PROGRESSIVE  
=  
addition LUNETTES


ADAPTATION PROGRESSIVE SIMPLE et RAPIDE

L'Ophthalmic Sweet® progressive s'adapte aussi simplement que des lunettes progressives grâce à ses 4 additions :



Matériau	Innofilcon A. Avec hyaluronate de sodium
Filtre UV	Non
Teinte de manipulation	Bleutée
Agent mouillant	Non
Groupe FDA	5
Teneur en eau	45 %
Module de Young	0,6 MPa
Dk	70
Fabrication	Moulée
Géométrie	Asphérique et progressive à vision de près centrale
Épaisseur au centre	0,07 mm
Dk/e	100
Diamètre	14,20 mm
Rayon	8,60 mm
Puissance	Sphère -12,00 à -5,00 par 0,50 D -4,75 à +4,75 par 0,25 D +5,00 à +6,00 par 0,50 D
Addition	Add max. 1,25 D Add max. 1,75 D Add max. 2,25 D Add max. 2,75 D
Adaptation	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
Renouvellement	Bimensuel
Type et durée de port	Journalier
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles
Entretien	Jazz Comfort, Jazz AquaSensitive, Jazz Peroxyde

Exemple de puissance [Géométrie Add Max 1.75]



Le confort et la qualité de vision de l'OPHTALMIC SWEET® PROGRESSIVE désormais disponible en sphérique et torique.


OPHTALMIC **sweet®** SPHERIC Sécurité & confort de port

- Renouvellement toutes les 2 semaines
- Matériau silicone hydrogel de dernière génération :
  - ✓ Haute transmissibilité à l'oxygène Dk/e : 119
  - ✓ Module de Young : 0,6 Mpa
  - ✓ Teneur en eau : 45%

Présence de **hyaluronate de sodium** pour un confort immédiat et tout au long de la journée grâce à ses vertus apaisantes et antioxydantes.

Matériau	Innofilcon A. Avec hyaluronate de sodium
Filtre UV	Non
Teinte de manipulation	Bleutée
Agent mouillant	Non
Groupe FDA	5
Teneur en eau	45 %
Module de Young	0,6 MPa
Dk	70
Fabrication	Moulée
Géométrie	Face avant monocourbe
Épaisseur au centre	0,059 mm
Dk/e	119
Diamètre	14,20 mm
Rayon	8,60 mm
Puissance	Sphère -12,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à -0,25 par 0,25 D +0,25 à +5,75 par 0,25 D +6,00 à +8,00 par 0,50 D
Adaptation	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
Renouvellement	Bimensuel
Type et durée de port	Journalier
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles
Entretien	Jazz Comfort, Jazz AquaSensitive, Jazz Peroxyde

OPHTALMIC **sweet®** TORIC Stabilisation dynamique



Matériau	Innofilcon A. Avec hyaluronate de sodium
Filtre UV	Non
Teinte de manipulation	Bleutée
Agent mouillant	Non
Groupe FDA	5
Teneur en eau	45 %
Module de Young	0,6 MPa
Dk	70
Fabrication	Moulée
Géométrie	Face avant monocourbe Stabilisation dynamique Trait repère à 6H
Épaisseur au centre	0,093 mm
Dk/e	75
Diamètre	14,20 mm
Rayon	8,60 mm
Puissance	Sphère : -9,00 à -6,00 par 0,50 D -5,75 à +6,00 par 0,25 D Cylindre : -0,75 D -1,25 D -1,75 D -2,25 D Axe : 10° à 180° par 10°
Adaptation	7,40 mm ≤ Km ≤ 8,10 mm
Renouvellement	Bimensuel
Type et durée de port	Journalier
Conditionnement	Boîte de 6 lentilles
Entretien	Jazz Comfort, Jazz AquaSensitive, Jazz Peroxyde